

# ベビーカー ベビーベッドを ご利用ください

## ○設置内容

- 本庁舎1階窓口
- ベビーベッド
- ベビーカー



## 保健センター1階事務室

- チャイルドチェア
- ベビーカー



本庁舎および保健センターでは、乳幼児を連れて来庁された方のために、庁舎内専用のベビーカーとベビーベッドを配置しました。

これらはいつでもご利用いただけますが、現在台数が限られており、利用をお待ちいただくこともありますので、ご了承ください。



## ○問い合わせ

- 財政課 ☎内線2117
- 子育て介護課 ☎内線305

# 血糖測定器具（微量採血用穿刺器具）の使用状況と対応

広報おおいそ7月号でお知らせし、また新聞・マスコミ等でご存知の方も多いと思いますが、町の糖尿病予防事業で使用した血糖測定器具※（微量採血用穿刺器具）は、針の周辺部が使い捨てタイプではないことから、複数の方へ使用することが適さない採血器具であったことが分かりました。

器具の使用にあたっては、針は一人ずつ交換し、器具と指先の接触面もそのつどアルコール消毒し、当時の取扱説明書の指示に沿って使用していただきましたが、今回厚生労働省の通知では針の交換だけではなく、器具の指先に接触する部分も交換しないと万全ではないとしています。

針そのものは共用ではないので感染の危険性はさわめて低いと言われており、わが国では、これまでのところ当該器具の使用による感染症が発生したという報告はありません。

しかし測定された方に対し、心配や不安をおかけする結果となりました。

## 〈該当した町の保健事業〉

平成16年度糖尿病教室（参加者7名）

平成19年度OISOチャレンジフェスティバル2007（19年10月7日（日）健康チェック参加者66名）

## 〈相談窓口と今後の対応〉


該当事業で測定された方のために相談窓口を設置し、肝炎ウイルス検査を実施しています。お心当たりの方は相談窓口までご連絡くださいますようお願いいたします。

今後は安全性の確認を十分にを行い、再発防止に努めてまいります。

## ○相談窓口

子育て介護課健康づくり班  
8時30分～17時15分  
（土・日・祝日を除く）  
☎内線309

## 微量採血用穿刺器具の例



※微量採血用穿刺器具とは  
血液中の糖の濃度を測る器具で使い方は：指先に一瞬針を刺す↓刺した部分から微量の血液を押し出す↓検査シートに血液を乗せて血糖値を測定する。（血が出る前に器具を指から離すため、通常は血液が器具に付くことはありません。）